



SPIRIGEL® COMPLETE


GEL EN BASE A ALCOHOL PARA LA DESINFECCIÓN RÁPIDA DE MANOS

Spirigel Complete es un gel de baja viscosidad dermatológicamente probado para la desinfección de manos.


Resultados - Fórmula con aloe vera, pantenol y glicerina, adecuada para uso frecuente

Eficacia - Ideal para áreas publicas en hoteles, residencias geriátricas y áreas hospitales. Dosificación fácil y rápida mediante el dosificador de Ecolab, sistema de bomba de mano o directamente con el tapón direccional.

Seguridad - Cumple la norma EN 1500, desinfección higiénica de las manos por fricción (3ml / 30 seg.). Bactericida y Levuricida de acuerdo con las normas EN 13727 y EN 13624 (15 seg.), Rotavirus/Norovirus (murino) según EN 14476 (15 seg.). Eficaz frente a virus encapsulados H5N1 de acuerdo a RKI/DVV (30 seg). Virucida de acuerdo con la norma EN 14476 (2 min.)



MODO DE EMPLEO



USO CON SISTEMA DE DOSIFICACIÓN ECOLAB

- 1 Aplicar 3 ml en las manos físicamente limpias y secas
- 2 Cubrir toda la superficie de las manos, frotando las dos palmas entre sí
- 3 Extender Spirigel® Complete en el dorso de cada mano, incluidas las muñecas, entrelazando los dedos
- 4 Frotar las dos palmas entrelazando los dedos
- 5 Realizar movimientos con los dedos de cada mano hacia los lados y de atrás hacia delante
- 6 Colocar el dedo pulgar sobre la mano contraria y hacer movimientos circulares
- 7 Presionar los dedos contra la palma de la mano contraria y girar con movimientos circulares
- 8 Dejar secar

INFORMACIÓN ADICIONAL

100 g de líquido contienen 85 g de etanol. Sólo para uso profesional.

Núm. registro AEMPS: 733-DES

SEGURIDAD

Utilizar el desinfectante de forma segura. Leer siempre la etiqueta y la información del producto antes de usarlo. Desechar el envase únicamente si está vacío y cerrado. No mezclar con otros productos. Para más información, consultar la etiqueta del producto y la Ficha de Datos de Seguridad.

ALMACENAMIENTO

Conservar únicamente en el envase original cerrado a una temperatura entre 0 y 25°C.

FORMATO

12 x 500 ml